

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: Кресло-стул с санитарным оснащением  
«Ortonica» (на колесах) TU 34

- 1.Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
- 2.При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
- 3.В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

**Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!**

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи \_\_\_\_\_

Сервисное обслуживание приборов производится в ООО "Реамед",  
Контактный телефон: 8(473) 233-03-32  
Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект,11

## Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами

### Кресло-стул с санитарным оснащением

#### «Ortonica» (на колесах) TU 34



### Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации

## Назначение

Кресло-стул с санитарным оснащением «Ortonica» (на колесах) TU 34 предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.

### Основные технические характеристики

Ширина общая	_____	54 см
Ширина сидения	_____	43, 46, 51 см
Диаметр колес	_____	12,5 см
Высота сиденья	_____	53 см
Высота кресла-коляски	_____	96 см
Грузоподъемность	_____	120 кг
Габаритные размеры	_____	56*54*58 см
Нетто(в соответствии с шириной сидения)	_____	13,50; 13,60;13,66 кг

Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет порошковое покрытие. Кресло-стул оборудовано съемными подножками, откидными подлокотниками. Имеется стояночный тормоз задних колес. Съемная крышка, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного легко моющегося пластика.

### Комплект поставки

1. Кресло-стул с санитарным оснащением «Ortonica» (на колесах) TU 34- 1шт
2. Инструкция по эксплуатации - 1шт

### Указание мер безопасности

Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.

Кнопки фиксаторов на нижних частях опор должны совпадать с соответствующими отверстиями на опорах.

Не допускайте контакта кресла-коляски с электрическими приборами и проводами.

### Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации кресло-стул требует определенного технического ухода.

Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет порошковое покрытие, не подверженное коррозии при контакте с водой, облегчает санитарную обработку кресла-стула.

При мытье допустимо использование воды и моющих средств. Не используйте растворители (ацетон, спирт и т. п.) и абразивные средства. После санитарной обработки вытрите кресло насухо.

Следует предохранять кресло-стул от ударов твердыми и острыми предметами.

Не подвергайте кресло-стул длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

### Представитель в России по гарантийному ремонту и обслуживанию: ООО «Реамед»

Адрес : 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т 11.

Тел: (473) 233-0-332

Изготовитель: **ZhenJiang Assure Medical Equipment Co., Ltd**, «Джеджанг Ашуре Медикал Эквипмент Ко.», (Лтд), Китай,