

MIRANG | МИСС КРУГЛЯШКА

Характеристика продукта

Ms Circle is это устройство, которое позволяет провести сеансы терапии и массажа на уровне салона красоты путем нагрева до 42°C с функциями микровибрации и цветотерапии.

Способствует повышению эластичности кожи и проникновению средств для ухода за кожей в глубокие слои.

Функции Нагревание(42°C) / Электротерапия / Вибрация/ Цветотерапия

Модели ① Нагревание ② Отбеливание
③ Против старения ④ Лифтинг массаж

Размер 72 x 72 x 52 (mm)

Материал ABS, цинк, родиевое покрытие

Мощность Li-ion 3.7V / 1,200 mAh

Зарядное устройство D.C 5.2V / 500 mA (Micro USB Cable)

устройство



Результаты клинических тестов

Новый клинический тест и потрясающий результат!

Плотность дермы на **114%** улучшена

Эластичность кожи на **92.54%** улучшена

Увлажнение кожи на **103.16%** улучшено

Устойчивость кожи на **102.12%** улучшена

Это первое корейское клиническое испытание, где сравнили результат использования ампулы на одной половине лица и использования ампулы вместе с КРУГЛЯШКОЙ на другой половине, в течение двух недель. Изменение состояния кожи по 4 характеристикам с применением устройства показало улучшение примерно на 100% от первоначального состояния, по сравнению с использованием только ампулы.



Ампула



Ампула и
КРУГЛЯШКА



Нагревание

42 °C - это оживление кожи. Основываясь на данных журнала *Journal of Investigative Dermatology*, опубликованном Saishunkan Pharmaceutical, Университетом Кейо, Университетом Кумамото Университетом Нагои, выяснялось, что когда температура кожи поднимается до 42 °C, HSP (белки теплового шока) внутри клетки кожи увеличивается. Существует много разных типов HSP. Среди них HSP 70 и HSP 47, которые полезны для кожи человека:

1. HSP70
 - 1) Сильный эффект защиты клеток
 - 2) Защита от морщин и защита от УФ-лучей
 - 3) Уменьшение белка, снижающего выработку коллагена
2. HSP47
 - 1) Выработка коллагена
 - 2) Предотвращение появления морщин из-за высокой температуры




HSP регулирует клеточную адгезию и инвазию через модуляция фокальной адгезии киназы и MMP-2 выражение, Европейский журнал клеточной биологии, 2008.

Микротоки

Микротоки, оптимизированные для каждого режима

Микротоки, создаваемые Мисс Кругляшкой, представляют собой комбинацию ионогальванизации и периодического электрического импульса. Различные эффекты ухода за кожей могут меняться путем изменения длины волн электрического импульса. Мисс Кругляшка не применяет раздражающее лечение микротоками, чтобы продемонстрировать длительный эффект лифтинга, разглаживания морщин и омолаживающий эффект.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Режим нагревания | Нет |
| 2. Отбеливающий режим | Гальваника
Эффективен для поглощения активных ингредиентов |
| 3. Анти-возрастной режим | Микро-токи (Синус)
Помогает уменьшить морщины |
| 4. Режим Лифтинг (подтягивающий) | Микро-токи (Прямоугольник)
Увеличивает лифтинг-эффект |



Ионогальванизация - (ионо+гальванизация, ион-заряженная частица; гальванизация – воздействие слабым постоянным током), метод введения в организм через неповрежденные кожные или слизистые покровы лекарственных веществ при помощи постоянного тока.

Микровибрация

Мечта о коже младенца станет реальностью.

Микроволновая вибрация 125-250 Гц , которую создает Мисс Кругляшка, стимулирует кровообращение, за счет чего, поступающая в кожу энергия, улучшает ее. Одновременно, отмершие частицы быстро удаляются, стимулирование кожи и тканей запускает механизм регенерации, который поддерживает упругость кожи. Кроме того, активные ингредиенты косметики для ухода за кожей, проникают в глубокие слои, и впитываются гораздо лучше, чем при нанесении руками.

Терапия, используемая для физической терапии, реабилитации, после травмы и т. д.

Улучшает мышечную силу, плотность костей, кровообращение, циркуляцию лимфы, кортизол*, метаболизм и т. д. / уменьшает боль, усталость, артериальное давление, жир, целлюлит.

Кортизол*: Это гормон, высвобождаемый в ответ на стресс и низкую концентрацию глюкозы в крови.



Цветотерапия

Четыре цветные волны для каждого режима

Периметр головки Мисс Кругляшки подсвечивается разными цветами, чтобы сделать уход за кожей более эффективным.

- 1. Режим нагревания** **Белый**
- 2. Отбеливающий режим** **590nm, Желтый**
Устранение эластофибromы, покраснений, уменьшение пигмента.
- 3. Анти-возрастной режим** **660nm, Красный**
Увеличение выработки коллагена
- 4. Режим Лифтинг** **450nm, Голубой**
Успокаивающий и расслабляющий эффект



590nm, Whiting Mode

Неразрушающие устройства для омоложения кожи и роль белка: результаты на модели кожи человека, журнал биомедицинской оптики 15 (3)



660nm, Anti-aging Mode

Регулирование метаболизма коллагена кожи В Vitro с использованием импульсного источника света 660nm: Клиническая корреляция с одиночным исследованием, Journal of Investigative Dermatology (2009) 129



450nm, Lifting Mode

75/5000 Журнал исследования дерматологии, 130, 259-269, 2009



Управление 4 режимами

	Нагревание до 42°C	Микротоки	Микровибрации	Цветотерапия
Режим нагревания Начальный режим для оптимизации состояния кожи перед началом ухода за кожей	О	Х	Х	Белый
Отбеливающий режим Помогает глубокому проникновению активных ингредиентов, используя ионогальванизацию		Гальванический	О	Желтый
Анти-возрастной режим Генерирует HSP для оживления коллагена, разглаживает морщины	О	Микротоки Синус	О	Красный
Режим Лифтинга Лифтинг-эффект с использованием вибрации и микротоков		Микротоки Прямоугольник	О	Голубой

Безопасность

Трехступенчатый контроль температуры 42°C.



① Термостат

Температура будет поддерживаться на уровне 42 °С термистром. Устойчивая погрешность $\pm 5\%$, а погрешность температуры - менее $\pm 5\%$.

② Датчик температуры

При увеличении внутренней температуры, батарея, двигатель и другие детали также будут повреждены. Прежде чем все части будут затронуты, биметалл выключит устройство.

③ Автоматическое управление

Устройство включено и не используется, АКК автоматически отключит питание.



Удобство

Безопасный и прочный

Головка Мисс Кругляшки покрыта родием, который безопасен для человека и имеет ровную поверхность, поэтому использование прибора не вызывает побочных эффектов и аллергии на металл.

Удобное кольцо для пальцев, чтобы было легче держать в одной руке и массировать не только лицо, но и тело.

Зарядка через микро USB кабель.

Micro 5pin
USB
Charger



No. 45
Rh
Rhodium



Спасибо.

B & H-tech

Технологии Красоты и Здоровья

Санкт- Петербург, Некрасова,34/5

b.h-tech@mail.ru

8-952- 288-27- 23

8-800- 555-68- 22
