

ЭСМА

Производитель, РФ, Санкт-Петербург Профессиональное оборудование для аппаратной косметологии, физиотерапии, фитнеса, спортивной и восстановительной медицины

WWW.ESMA.RU



Миостимулятор ЭСМА 12.02 МИКРОТОК

Новинка, ЭСМА 12.02 МИКРОТОК – высокоэффективный аппарат микротоковой терапии по доступной цене. Особенностью аппарата является блок интерференционной терапии. Аппарат обеспечивает работу трех целевых процедур: интерфернционный дермолифтинг, миолифтинг, миостимуляция. Одновременно для каждой из целевых процедур аппарат обеспечивает эффект электрофореза на двух выходных каналах. Микротоковая терапия может проводиться пробами и микротоковыми перчатками.

Дополнительно аппарат может быть дооснащен блоком ультразвукового пилинга лица.

Аппарат МИКРОТОК имеет 2 независимых канала. Контактная система позволяет подключать: пробы, микротоковые перчатки, до 8 электродов с липким гелиевым слоем для лица, или до 8 электродов из токопроводящего силикона для тела.

*Интерференция – перекрестное наложение двух токов различной частоты, при котором образуется новый высокоактивный ток с эффектом глубокого проникновения в ткани и последующего воздействие на них. Интерференция обеспечивает интенсивную стимуляция глубоко подлежащих тканей, при этом возникает малый раздражающий эффект на поверхностные тканевые структуры. Применяя интерференцию пациент способен переносить большие дозировки тока (30-50мА).

Виды выходного тока

- 1. Непрерывный импульсный ток
- 2. Прерывистый амплитудно-модулируемый импульсный ток
- 3. Частотно-модулированный импульсный ток
- 4. Разнополярный импульсный ток
- Интерференционный ток

Целевые процедуры

Микротоковая терапия, лифтинг, миостимуляция

Комплексные процедуры включают программы

- 1. Коррекции фигуры
- 2. Лицевые программы
- 3. Процедуры по улучшению линии груди

Специальные процедуры

Проба П1 (лифтинг, шарообразная форма), проба П2 (дезинкрустация, электрофорез, пунктурный лифтинг, электропорация), проба П4 (микротоковая терапия), микротоковые перчатки (аппаратно-мануальная терапия), ультразвуковой пилинг (скраб)

Комплект поставки

ЭСМА 12.02 Микроток	
Обучающий видео курс	
Проба П4 (микротоковая терапия)	1 шт.
Комплект электродов для лица АРБО (Германия)	8 шт.
Кабели контактной системы с 4 окончаниями	2 шт.
Паспорт, инструкция, копии сертификатов, гарантийный талон	

Дополнительная комплектация

Проба П1 (лифтинг, шарообразная форма)
Проба П2 (дезинкрустация, электрофорез, пунктурный лифтинг)
Микротоковые перчатки
Ультразвуковой пилинг (скраб)

Техническ ие характеристики

Управление	микропроцессорное
Независимых каналов	2
Подключаемых электродов	8
Количество независимых процедур	1
Частота генерируемых импульсов	20 - 950 Гц
Дрейф частоты	в 4-х диапазонах
Длительность импульсов	200 - 600 мкс
Полярность	Монополярная биполярная
Режим работы каналов	Синхронный асинхронный
Длительность возбуждения для миостимуляции	5 секунд или непрерывно
Длительность паузы для миостимуляции	2 секунды
Время процедуры	5 - 25 минут
Звуковое сопровождение	озвучивание процедур
Макс. выходной ток	до 100 мА
Источник питания	сеть 110-220В/50-60Гц
Габариты	210х150х70 мм
Вес без комплектующих	1,3 кг

Гарантийный срок - 12 месяцев

Оборудование в наличии, срок отгрузки в течение 3 дней, с момента оплаты.

Доставка осуществляется через транспортную компанию до квартиры / офиса. Срок доставки в самые отдаленные субъекты РФ не превышает 7 дней.

Доставки в ближнее и дальнее зарубежье определяется индивидуально.

Обучение бесплатно - единовременно до двух специалистов

Комплект поставки включает обучающий видео курс для прохождения заочного обучения.

Дополнительно проводится видео on-line обучение через интернет, посредством SKYPE соединения.

Дополнительная информация на официальном сайте <u>www.ESMA.RU</u>, <u>www.ЭCMA.РФ</u> Информация о региональных дилерах на официальном сайте