

ЭСМА

Производитель, РФ, Санкт-Петербург Профессиональное оборудование для аппаратной косметологии, физиотерапии, фитнеса, спортивной и восстановительной медицины

WWW.ESMA.RU



Миостимулятор ЭСМА 12.16С УНИВЕРСАЛ

Миостимулятор ЭСМА 12.16С УНИВЕРСАЛ имеет малые габариты и вес. Может использоваться стационарно в лечебных учреждениях, косметических кабинетах, или как переносной для выездной работы. В памяти его микропроцессора хранятся специализированные программы, позволяющие без предварительной настройки выполнять процедуры: релаксация, миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж. Предусмотрены два режима расширения эффекта целевых процедур: дрейф частоты и переключение полярности. Миостимулятор позволяет проводить целевые процедуры или формировать одну комплексную.

Имеет 4 независимых канала. Контактная система позволяет подключать до 16 электродов из токопроводящего силикона для тела, или до 16 электродов с липким гелиевым слоем для лица.

Стоимость аппарата равнозначна стоимости прохождения одного курса косметологических процедур в медицинском центре среднего ценового диапазона.

Физиотерапевтические аппараты ЭСМА для фитнеса и спорта (аппараты под литерой "С") имеют дополнительное программно-методическое приложение. Программно-методическое приложение содержит специальное программное обеспечение и набор методик, для: улучшения рельефа мышц, увеличение мышечной массы, точечной проработки отдельно взятых мышц, развития силы, выносливости, реабилитации спортсменов, восстановление после травм ... Мощность аппаратов увеличена на 20%.

Виды выходного тока

- 1. Непрерывный импульсный ток
- 2. Прерывистый импульсный ток
- 3. Частотно-модулированный импульсный ток
- 4. Разнополярный импульсный ток

Целевые процедуры

Релаксация, миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж

Комплексные процедуры включают программы

- 1. Коррекции фигуры
- 2. Лицевые программы
- 3. Антицеллюлитные
- 4. Процедуры по улучшению линии груди
- 5. Процедуры по укреплению мускулатуры
- 6. Процедуры по улучшению рельефа мышц
- 7. Процедуры по увеличение мышечной массы
- 8. Процедуры по развитию силы, выносливости и другие ...

Специальные процедуры

Токопроводящие перчатки (аппаратно-мануальная терапия)

Комплект поставки

ЭСМА 12.16С УНИВЕРСАЛ		
Программно-методическое приложение		
Обучающий видео курс		
Комплект силиконовых электродов для тела (Италия)	16 шт.	
Комплект электродов для лица АРБО (Германия)	16 шт.	
Кабели контактной системы с 4 окончаниями	4 шт.	
Эластичные крепления для электродов	6 шт.	
Паспорт, инструкция, копии сертификатов, гарантийный талон		

Дополнительная комплектация

Токопроводящие перчатки	
гокопроводящие перчатки	
Переносной пластиковый дипломат	
і Герепосной пластиковый дипломат	

Технические характеристики

Управление	микропроцессорное
Независимых каналов	4
Подключаемых электродов	16
Количество независимых процедур	1
Частота генерируемых импульсов	4 - 560 Гц
Дрейф частоты	в 4-х диапазонах
Длительность импульсов	200 - 600 мкс
Полярность	монополярная биполярная
Режим работы каналов	синхронный асинхронный
Длительность возбуждения	5 секунд или непрерывно
Длительность паузы	2 секунды
Время процедуры	5 - 25 минут
Звуковое сопровождение	озвучивание процедур
Макс. выходной ток	до 100 мА
Источник питания	сеть 110-220В/50Гц
Габариты	190х140х65 мм
Вес без комплектующих	1.5 кг

Гарантийный срок - 12 месяцев

Оборудование в наличии, срок отгрузки в течение 3 дней, с момента оплаты.

Доставка осуществляется через транспортную компанию до квартиры / офиса. Срок доставки в самые отдаленные субъекты РФ не превышает 7 дней. Доставки в ближнее и дальнее зарубежье определяется индивидуально.

Обучение бесплатно - единовременно до двух специалистов

Комплект поставки включает обучающий видео курс для прохождения заочного обучения.

Дополнительно проводится видео on-line обучение через интернет, посредством SKYPE соединения.

Дополнительная информация на официальном сайте <u>www.ESMA.RU</u>, <u>www.ЭCMA.РФ</u> Информация о региональных дилерах на официальном сайте